



Suivi



Protection de  
Produits Importants



Conformité



Notification

## Suivi de température en continu

### Nouveaux modules Z3

L'entreprise qui offre protection et sérénité depuis 30 ans lance ces modules avec nouvelles radios. Nos nouveaux modules sans fil Z3 comportent de nouvelles fonctionnalités et sont une version très améliorée de la version V.2 précédente.

#### Les nouveaux modules Z3 :

- Durée de vie d'env. 1,5 an de la batterie (en utilisant vos modules existants)
- permettent d'ajouter des modules de 3e génération à votre système
- plus grande stabilité de l'infrastructure sans-fil Mesh
- module 25 % plus petit
- plus de modules par appareil du réseau
- plus de flexibilité pour déplacer les équipements
- déploiement plus rapide
- communications plus efficaces et plus fiables
- plus tous les bénéfices mentionnés au dos



Z3 Net



Centron Enterprise

#### Notification



sur votre PC



sur tablette



ou par téléphone

Les nouveaux modules utilisent un protocole Zigbee avancé qui a été optimisé pour obtenir des communications bien plus efficaces que les modules V2 existants. Ce protocole plus efficace permet de moins solliciter les batteries des modules et donc de prolonger leur durée de vie. Les modules durent plus longtemps, sont plus fiables, moins chers et moins encombrants.





Suivi



Protection de  
Produits Importants



Conformité



Notification

## Suivi de Température en Continu

### Nouveau Protocole Z3 On-The-Air

#### Clients Rees!

L'entreprise qui offre protection et sérénité depuis 30 ans lance le nouveau protocole Z3 On-The-Air. Le nouveau protocole utilise un protocole Zigbee avancé de cinquième génération dont les communications sont beaucoup plus efficaces qu'avec les modules V2. Avec le Z3, la durée de vie des batteries est prolongée et les outils d'analyse de réseau Zigbee permettent d'éviter de changer les batteries entre les visites annuelles de validation.

Ce protocole peut être ajouté à votre système existant en flashant le micrologiciel contre les radios dans les modules V2 existants.

#### **Avec le protocole Z3 On-The-Air pour les utilisateurs existants de V2, vous bénéficiez de :**

- durée de vie d'env. 1,5 an de la batterie (en utilisant vos modules existants)
- moins d'évènements hors-ligne
- réduction/élimination des alarmes de batterie
- fiabilité améliorée
- communication cryptée



**Prévoyez un passage au modèle Z3 lors de votre prochaine visite de validation ! Mises à jour gratuites en cas de contrat multiannuel PM**

