

# Rees Scientific propose maintenant la transmission d'alarme par VOIP!



Vue arrière

Rees Scientific a amélioré et élargi ses fonctionnalités et propose maintenant plus d'options pour la transmission d'alarme.

## Composeur VOIP de backup

- \* Pour utilisation avec installation centralisée Centron Presidio
- \* Connexion constante à la box
- \* Moins dépendant des solutions analogues traditionnelles
- \* Plus fort niveau de sécurité pour les produits et événements cruciaux pour une mission
- \* Composeur optionnel 1 ou 4 ligne

## Logiciel VOIP

- \* Option viable pour les sites qui ne veulent pas ou ne détiennent pas de ligne téléphonique analogique et modem TAPI
- \* Possibilité de tirer parti du réseau d'infrastructure moderne
- \* Moins de matériel nécessaire (élimine le besoin de modem, ligne téléphonique et connexion interne de modem)

## Composeur VOIP de backup

- \* surveille la connectivité de la ligne téléphonique
- \* De plus, si la principale ligne téléphonique est interrompue, le composeur VOIP de backup prend le relai pour l'alarme
- \* Un autre moyen de s'assurer que vos précieux équipements sont en sécurité et protégés