

# Neu von Rees Scientific: Telefon-Alarmierung via VOIP (Voice Over Internet)



Rees Scientific hat erneut die Funktionen erweitert und bietet jetzt noch mehr Optionen für die Telefon-Alarmierung an.

## VOIP-Dialer

- \* Wird bei virtualisierten Centron Presidio-Systemen eingesetzt
- \* Durchgehende Verbindung zur Box
- \* Weniger zuverlässig bei herkömmlichen Analog-Lösungen
- \* Höchster Sicherheitsstandard für kritische Werte und Events
- \* Wahlweise für 1 oder 4 Leitungen ausgelegt

## VOIP-Software

- \* Gute Alternative für Standorte ohne POTS-Leitungen und/oder TAPI-Modem
- \* Möglichkeit, moderne Netzwerk-Infrastruktur zu nutzen
- \* Weniger Hardware erforderlich (kein Modem, Telefonleitung oder interne Modem-Verbindung notwendig)

## VOIP-Backup-Dialer

- \* Überwacht die Telefonleitung auf Funktionalität
- \* Der VOIP-Backup-Dialer übernimmt die Alarmbereitschaft, wenn die Haupt-Telefonleitung unterbrochen ist
- \* Eine weitere Schutzmaßnahme, um sicherzustellen, dass Ihre kritischen Geräte sicher und geschützt sind.