

Wireless Monitoring

...neue Dimensionen!

Rees Scientific V.2 wireless

Vorteile von Wireless Monitoring –


- Kein Kabelverlegen
- Einsparung von Material und Zeit
- Einfache Standortveränderung von Geräten
- Schnelle und saubere Installation
- Flexibilität

V.2 bietet –

- 2.4 GHz DSSS Technologie (Direct Sequence Spread Spectrum Transmissions)
- Datenzwischenspeicherung
- ZigBee™ Technologie
- Batterie Alarm
- Zwei-Wege-Kommunikation zwischen Sender und Empfänger
- Selbstständiges Netzwerk
- Kompatibel mit vorhandenen Sensoren und vorhandener Rees Hardware



Unsere neue Wireless Generation V.2 erweitert Ihre Möglichkeiten – zuverlässiger Datentransfer, Sicherheit, kabellose Flexibilität und die Erfahrung und Umsetzung durch unsere langjährige Erfahrung in der Labordatenüberwachung.



PRINT2546-0801G